



#### GEMAKKELIJK IN GEBRUIK

De hoorslang is een eenvoudig en praktisch hulpmiddel. De hoorslang bestaat uit een stuk flexibele tuinslang met een lengte van  $\pm 1,50$  meter, een huishoudtrechter en een banaanstekker. Deze stekker is te koop bij de electriciën. Alle materialen zijn van kunststof. Aan het ene uiteinde van de slang is de trechter bevestigd en aan het andere uiteinde de stekker. Als slechthorende houdt u deze stekker tegen uw oor. En uw gesprekspartner praat in de trechter, echter wel zo dat de mond zichtbaar blijft i.v.m. het spraak-afzien (liplezen).

Alle spraakklanken concentreren zich in de slang met als gevolg dat alle woorden en zinnen duidelijk en versterkt te horen zijn. U zult weinig last hebben van achtergrondlawaai.